

检查（检体采样）方法

PCR检查

唾液采样



采取唾液前10分钟以内，请避免饮食、嚼口香糖、刷牙、吸烟等行为。



- ① 将唾液装入检查实施店铺交给你的容器中。
- ② 请将装入唾液的容器提交给检查实施店铺的担当。
- ③ 请按照担当者的指示行动。

抗原定性检查

鼻咽拭子采样



- ① 将随试剂盒提供的棉签轻轻插入距鼻腔入口约2厘米处，擦拭粘膜后轻轻地将棉签插入鼻腔。
- ② 插入后，慢慢旋转棉签约五次。
- ③ 停留5秒钟，使棉球湿润，然后轻轻拉出，确保尖端不接触身体的任何其他部分。
- ④ 将收集的拭子放入指定的容器中。
- ⑤ 请按照担当者的指示行动。