

# Maneira de fazer o teste (Coleta da amostra)

## Teste PCR

### Coleta da amostra



Antes de coletar a amostra uns 10 minutos antes evitar comer, fumar, escovar os dentes etc



- ① Colocar saliva no recipiente fornecido pela loja de inspeção
- ② Entregue o recipiente contendo saliva para o responsável pela inspeção.
- ③ Siga as instruções do responsável.

## Teste Qualitativo antigeno

### Coleta com cotonete apropriado do muco nasofaríngeo



- ① Insira o cotonete incluso no kit a cerca de 2 cm da entrada da cavidade nasal, retirando a mucosa inserindo-a lentamente.
- ② Após a inserção, gire lentamente o cotonete cerca de 5 vezes.
- ③ Deixe repousar por cerca de 5 segundos na parte inserida, umedeça o algodão o suficiente e puxe-o para fora com cuidado para que a ponta não toque nas outras partes.
- ④ Coloque os cotonetes coletados em um recipiente predeterminado.
- ⑤ Siga as instruções do responsável.