

Phương pháp xét nghiệm (lấy mẫu xét nghiệm)

Xét nghiệm PCR

Lấy mẫu nước bọt



Tránh ăn uống, nhai kẹo cao su, đánh răng, hút thuốc, .v.v... trong khoảng thời gian 10 phút trước khi lấy mẫu nước bọt.



- ① Dụng cụ để lấy mẫu xét nghiệm sẽ được phát (đưa) tại địa điểm thực hiện tiếp nhận xét nghiệm.
- ② Đưa dụng cụ có chứa mẫu xét nghiệm cho người phụ trách tại địa điểm thực hiện tiếp nhận xét nghiệm.
- ③ Làm theo chỉ thị của người phụ trách.

Xét nghiệm định tính kháng nguyên

Lấy mẫu xét nghiệm qua khoang mũi



- ① Đưa từ từ dụng cụ lấy mẫu có gắn bông tại đầu que (kit) vào khoang mũi, cách khoảng 2 cm tính từ lỗ mũi và thao tác lấy dịch tại phần niêm mạc mũi.
- ② Sau khi cho kit vào khoang mũi, từ từ xoay kit khoảng 5 lần.
- ③ Hãy giữ yên khoảng 5 giây tại vị trí sau khi cho kit vào. Sau khi đầu bông đã thấm đủ dịch, nhẹ nhàng kéo kit ra, sao cho đầu nhọn của kit không chạm tới các vị trí khác trong khoang mũi.
- ④ Cho kit đã được lấy mẫu vào dụng cụ được quy định.
- ⑤ Làm theo chỉ thị của người phụ trách.